

Reemplazo de Cadera Quadra System

Con una historia clínica que comenzó en 2003 y miles de reemplazos implantados cada año en todo el mundo, los reemplazos de cadera de Quadra System han demostrado ser una solución confiable para la artroplastia de cadera. En un estudio clínico realizado por la Universidad de Balgrist, se informó una **tasa de supervivencia del 100%** a los 5 años en 109 pacientes, considerando el aflojamiento aséptico como punto final



QUADRA-S & QUADRA-H

- 11 tamaños ESTÁNDAR con un ángulo del cuello del cuello de 135 ° y 7 tamaños LATERALIZADOS con un ángulo del cuello del cuello de 127 °.
- Se ofrecen tamaños de cuello más cortos de 5 mm para las versiones ESTÁNDAR y LATERALIZADO.

QUADRA-C

- 8 tamaños ESTÁNDAR con un ángulo de cuello de 135 °.

QUADRA-R

- 10 tamaños con ángulo de cuello de 127 °.



QUADRA-H



QUADRA-S



QUADRA-C



QUADRA-R