


ROMEIO[®]2_{LC}


BY SPINEART

CORRECCIÓN DE
DEFORMACIONES
RAQUÍDEAS



DEFORMITY

ROMEO[®]2 LC



STERILE
IMPLANT



TORNILLO SEMIPOLIAXIAL 25D

El diseño de la cabeza de los tornillos 25D proporciona semipoli axialidad. Por otra parte, la zona poliaxial facilita la inserción de la barra y la parte bloqueada facilita las maniobras de corrección axiales y coronales.

INSTRUMENTO REDUCTOR

El reductor QR es un instrumento versátil desarrollado para los cambios de dirección en el tratamiento de los desordenes espinosos, especialmente en las maniobras de derrotación vertebral.

CABEZA DE BAJO PERFIL

El diseño de bajo perfil de los implantes ROMEO[®]2 permite una implantación atraumática y minimiza la interferencia con las estructuras anatómicas.

PLATAFORMA DE DEFORMIDAD

Spineart ofrece un set completo de instrumentos intuitivos y una línea completa de implantes que incluye tornillos monoaxiales, poliaxiales, semipoliaxiales, ganchos, conectores, barras CrCo y de titanio para tratar las deformidades de la columna.

SWISS MADE

